

Avertissement de sécurité Typologie : Combiné dentaire Voici un avertissement de sécurité multilingue conforme au RSGP pour un combiné dentaire.

****Français - Avertissement de sécurité Combiné Dentaire****

****ATTENTION :** ** Risque de blessure et d'infection. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ce combiné dentaire.

* ****Utilisation prévue :** ** Ce produit est destiné à l'hygiène bucco-dentaire à domicile. Ne pas utiliser à d'autres fins. * ****Consignes de sécurité importantes :** ** * Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et ses accessoires sont en bon état. Ne pas utiliser si endommagés. * N'utilisez pas ce produit si vous avez des problèmes de gencives graves, des saignements excessifs ou des douleurs. Consultez un dentiste. * Ne dirigez jamais le jet d'eau directement vers les yeux. * Gardez hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet. La supervision d'un adulte est nécessaire. * Utilisez uniquement de l'eau ou des solutions recommandées par votre dentiste. * Nettoyez régulièrement l'appareil et ses accessoires selon les instructions du fabricant. * Débranchez l'appareil après utilisation et avant le nettoyage. * ****En cas de problème :** ** Arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé dentaire.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

****English - Dental Water Flosser Safety Warning****

****WARNING:** ** Risk of injury and infection. Please read the following instructions carefully before using this dental water flosser.

* ****Intended Use:** ** This product is intended for home oral hygiene use. Do not use for any other purpose. * ****Important Safety Instructions:** ** * Before each use, check that the device and its accessories are in good condition. Do not use if damaged. * Do not use this product if you have serious gum problems, excessive bleeding, or pain. Consult a dentist. * Never direct the water jet directly into the eyes. * Keep out of reach of children. This is not a toy. Adult supervision is required. * Use only water or solutions recommended by your dentist. * Clean the device and its accessories regularly according to the manufacturer's instructions. * Unplug the device after use and before cleaning. * ****In Case of Problems:** ** Stop using the device immediately and consult a dental health professional.

This document is generated automatically in response to European product safety regulations and in accordance with the GDPR.

****Español - Advertencia de Seguridad Irrigador Bucal****

****ADVERTENCIA:** ** Riesgo de lesiones e infección. Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar este irrigador bucal.

* ****Uso previsto:** ** Este producto está destinado a la higiene bucal en el hogar. No lo utilice para ningún otro propósito. * ****Instrucciones de seguridad importantes:** ** * Antes de cada uso, verifique que el dispositivo y sus accesorios estén en buenas condiciones. No lo utilice si está dañado. * No use este producto si tiene problemas graves de encías, sangrado excesivo o dolor. Consulte a un dentista. * Nunca dirija el chorro de agua directamente a los ojos. * Mantenga fuera del alcance de los niños. Esto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto. * Utilice solo agua o soluciones recomendadas por su dentista. * Limpie regularmente el dispositivo y sus accesorios según las instrucciones del fabricante. * Desenchufe el dispositivo después de usarlo y antes de limpiarlo. * ****En caso de problemas:** ** Deje de usar el dispositivo inmediatamente y consulte a un profesional de la salud dental.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a las regulaciones europeas de seguridad de productos y de acuerdo con el RGPD.

****Português - Aviso de Segurança Irrigador Oral****

****ATENÇÃO:** ** Risco de lesões e infecção. Leia atentamente as seguintes instruções antes de usar este irrigador oral.

*****Uso pretendido:*** Este produto destina-se à higiene oral doméstica. Não use para qualquer outro propósito. *****Instruções de segurança importantes:***** * Antes de cada utilização, verifique se o dispositivo e os seus acessórios estão em boas condições. Não use se estiver danificado. * Não use este produto se tiver problemas graves nas gengivas, sangramento excessivo ou dor. Consulte um dentista. * Nunca direcione o jato de água diretamente para os olhos. * Mantenha fora do alcance de crianças. Isto não é um brinquedo. É necessária a supervisão de um adulto. * Use apenas água ou soluções recomendadas pelo seu dentista. * Limpe regularmente o dispositivo e seus acessórios de acordo com as instruções do fabricante. * Desligue o dispositivo da tomada após o uso e antes da limpeza. *****Em caso de problemas:***** Pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte um profissional de saúde dentária.**

Este documento é gerado automaticamente em resposta aos regulamentos europeus de segurança de produtos e em conformidade com o RGPD.

****Deutsch - Sicherheitswarnung Munddusche****

****ACHTUNG:*** Verletzungs- und Infektionsgefahr. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diese Munddusche verwenden.**

*****Bestimmungsgemäße Verwendung:***** Dieses Produkt ist für die häusliche Mundhygiene bestimmt. Nicht für andere Zwecke verwenden. *****Wichtige Sicherheitshinweise:***** * Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gerät und sein Zubehör in gutem Zustand sind. Nicht verwenden, wenn beschädigt. * Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwere Zahnfleischprobleme, übermäßige Blutungen oder Schmerzen haben. Konsultieren Sie einen Zahnarzt. * Richten Sie den Wasserstrahl niemals direkt in die Augen. * Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dies ist kein Spielzeug. Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. * Verwenden Sie nur Wasser oder von Ihrem Zahnarzt empfohlene Lösungen. * Reinigen Sie das Gerät und sein Zubehör regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers. * Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz. *****Im Problemfall:***** Verwenden Sie das Gerät sofort nicht mehr und konsultieren Sie einen Zahnarzt.

Dieses Dokument wird automatisch als Antwort auf die europäischen Produktsicherheitsvorschriften und in Übereinstimmung mit der DSGVO generiert.

****Italiano - Avviso di sicurezza Idropulsore Dentale****

****ATTENZIONE:***** Rischio di lesioni e infezioni. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare questo idropulsore dentale.

*****Uso previsto:***** Questo prodotto è destinato all'igiene orale domestica. Non utilizzare per altri scopi. *****Istruzioni di sicurezza importanti:***** * Prima di ogni utilizzo, verificare che il dispositivo e i suoi accessori siano in buone condizioni. Non utilizzare se danneggiati. * Non utilizzare questo prodotto in caso di gravi problemi gengivali, sanguinamento eccessivo o dolore. Consultare un dentista. * Non dirigere mai il getto d'acqua direttamente negli occhi. * Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo non è un giocattolo. È necessaria la supervisione di un adulto. * Utilizzare solo acqua o soluzioni raccomandate dal dentista. * Pulire regolarmente il dispositivo e i suoi accessori secondo le istruzioni del produttore. * Scollegare il dispositivo dopo l'uso e prima della pulizia. *****In caso di problemi:***** Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e consultare un professionista del settore dentale.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il GDPR.

****Nederlands - Veiligheidswaarschuwing Monddouche****

****WAARSCHUWING:***** Risico op letsel en infectie. Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u deze monddouche gebruikt.

*****Beoogd gebruik:***** Dit product is bedoeld voor thuisgebruik voor mondhygiëne. Niet gebruiken voor andere doeleinden. *****Belangrijke veiligheidsinstructies:***** * Controleer voor elk gebruik of het apparaat en de accessoires in goede staat zijn. Niet gebruiken indien beschadigd. * Gebruik dit product niet als u ernstige tandvleesproblemen, overmatig bloeden of pijn heeft. Raadpleeg een tandarts. * Richt de waterstraal nooit rechtstreeks in de ogen. * Buiten bereik van kinderen bewaren. Dit is geen speelgoed. Toezicht van een

volwassene is vereist. * Gebruik alleen water of oplossingen die door uw tandarts worden aanbevolen. * Reinig het apparaat en de accessoires regelmatig volgens de instructies van de fabrikant. * Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact na gebruik en voor het reinigen. * **In geval van problemen:** Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een tandheeskundige professional.

Dit document is automatisch gegenereerd als antwoord op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.