

Avertissement de sécurité Typologie : Hydropulseur Voici un avertissement de sécurité multilingue pour un hydropulseur, conforme au RSGP, clair, concis, et respectant les contraintes spécifiées :

****ATTENTION – Avertissement de Sécurité Important pour Hydropulseur****

****Français****

****Avertissement de sécurité : ** Cet hydropulseur est un appareil d'hygiène buccale. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.**

*** **Utilisation prévue : ** Cet appareil est destiné à un usage domestique pour l'hygiène buccale. Ne pas utiliser à d'autres fins. * **Personnes à risque : ** Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil. Les personnes ayant des gencives sensibles ou des problèmes dentaires doivent consulter un dentiste avant utilisation. * **Consignes de sécurité : ** * Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. * Utiliser uniquement de l'eau ou des solutions buccales recommandées par votre dentiste. * Ne pas diriger le jet d'eau vers les yeux ou les oreilles. * Vérifier régulièrement le cordon d'alimentation et le réservoir d'eau pour détecter d'éventuels dommages. * Débrancher l'appareil après utilisation et avant de le nettoyer. * Ne pas modifier ou réparer l'appareil vous-même. Contactez un professionnel qualifié. * **Nettoyage et entretien : ** Nettoyer régulièrement le réservoir d'eau et la canule après chaque utilisation. Utiliser un chiffon doux et humide.**

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

****English****

****Safety Warning: ** This oral irrigator is an oral hygiene device. Please read this manual carefully before use.**

*** **Intended Use: ** This device is intended for household use for oral hygiene purposes. Do not use for other purposes. * **At-Risk Individuals: ** Children should be supervised when using this device. Individuals with sensitive gums or dental problems should consult a dentist before use. * **Safety Instructions: ** * Do not immerse the device in water. * Use only water or oral solutions recommended by your dentist. * Do not direct the water jet towards the eyes or ears. * Regularly check the power cord and water tank for any damage. * Unplug the device after use and before cleaning. * Do not modify or repair the device yourself. Contact a qualified professional. * **Cleaning and Maintenance: ** Clean the water tank and nozzle regularly after each use. Use a soft, damp cloth.**

This document is automatically generated in response to European product safety regulations and in compliance with the GDPR.

****Español****

****Advertencia de seguridad: ** Este irrigador bucal es un dispositivo de higiene oral. Lea atentamente este manual antes de usarlo.**

*** **Uso previsto: ** Este dispositivo está destinado para uso doméstico para fines de higiene oral. No lo use para otros fines. * **Personas en riesgo: ** Los niños deben ser supervisados cuando utilicen este dispositivo. Las personas con encías sensibles o problemas dentales deben consultar a un dentista antes de usarlo. * **Instrucciones de seguridad: ** * No sumerja el dispositivo en agua. * Utilice únicamente agua o soluciones orales recomendadas por su dentista. * No dirija el chorro de agua hacia los ojos o los oídos. * Revise regularmente el cable de alimentación y el tanque de agua para detectar cualquier daño. * Desenchufe el dispositivo después de usarlo y antes de limpiarlo. * No modifique ni repare el dispositivo usted mismo. Contacte a un profesional cualificado. * **Limpieza y mantenimiento: ** Limpie el tanque de agua y la boquilla regularmente después de cada uso. Use un paño suave y húmedo.**

Este documento se genera automáticamente en respuesta a las regulaciones europeas de seguridad de productos y en cumplimiento con el RGPD.

****Português****

****Aviso de Segurança:**** Este irrigador oral é um dispositivo de higiene oral. Leia atentamente este manual antes de usar.

****Uso pretendido:**** Este dispositivo destina-se ao uso doméstico para fins de higiene oral. Não use para outros fins. ****Pessoas em risco:**** As crianças devem ser supervisionadas ao usar este dispositivo. Indivíduos com gengivas sensíveis ou problemas dentários devem consultar um dentista antes de usar. ****Instruções de segurança:**** * Não mergulhe o dispositivo em água. * Use apenas água ou soluções orais recomendadas pelo seu dentista. * Não direcione o jato de água para os olhos ou ouvidos. * Verifique regularmente o cabo de alimentação e o tanque de água para detectar qualquer dano. * Desconecte o dispositivo após o uso e antes de limpar. * Não modifique ou repare o dispositivo sozinho. Contate um profissional qualificado. ****Limpeza e manutenção:**** Limpe o tanque de água e o bico regularmente após cada uso. Use um pano macio e úmido.

Este documento é gerado automaticamente em resposta aos regulamentos europeus de segurança de produtos e em conformidade com o RGPD.

****Deutsch****

****Sicherheitshinweis:**** Dieser Munddusche ist ein Gerät zur Mundhygiene. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

****Bestimmungsgemäßer Gebrauch:**** Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch zur Mundhygiene bestimmt. Nicht für andere Zwecke verwenden. ****Gefährdete Personen:**** Kinder sollten bei der Verwendung dieses Geräts beaufsichtigt werden. Personen mit empfindlichem Zahnfleisch oder Zahnproblemen sollten vor der Verwendung einen Zahnarzt konsultieren. ****Sicherheitshinweise:**** * Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. * Verwenden Sie nur Wasser oder Mundspülungen, die von Ihrem Zahnarzt empfohlen werden. * Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf die Augen oder Ohren. * Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Wassertank auf Beschädigungen. * Ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch und vor der Reinigung. * Verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann. ****Reinigung und Wartung:**** Reinigen Sie den Wassertank und die Düse regelmäßig nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch.

Dieses Dokument wird automatisch als Reaktion auf die europäischen Produktsicherheitsbestimmungen und in Übereinstimmung mit der DSGVO generiert.

****Italiano****

****Avvertenza di sicurezza:**** Questo idropulsore è un dispositivo per l'igiene orale. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

****Uso previsto:**** Questo dispositivo è destinato all'uso domestico per scopi di igiene orale. Non utilizzare per altri scopi. ****Persone a rischio:**** I bambini devono essere sorvegliati durante l'uso di questo dispositivo. Le persone con gengive sensibili o problemi dentali devono consultare un dentista prima dell'uso. ****Istruzioni di sicurezza:**** * Non immergere il dispositivo in acqua. * Utilizzare solo acqua o soluzioni orali raccomandate dal dentista. * Non dirigere il getto d'acqua verso gli occhi o le orecchie. * Controllare regolarmente il cavo di alimentazione e il serbatoio dell'acqua per eventuali danni. * Scollegare il dispositivo dopo l'uso e prima della pulizia. * Non modificare o riparare il dispositivo da soli. Contattare un professionista qualificato. ****Pulizia e manutenzione:**** Pulire regolarmente il serbatoio dell'acqua e l'ugello dopo ogni utilizzo. Utilizzare un panno morbido e umido.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il GDPR.

****Nederlands****

****Veiligheidswaarschuwing:**** Deze monddouche is een hulpmiddel voor mondhygiëne. Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik.

****Beoogd gebruik:**** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik voor mondhygiënedoeleinden. Niet voor andere doeleinden gebruiken. ****Risicogroepen:**** Kinderen moeten onder toezicht staan bij het

gebruik van dit apparaat. Mensen met gevoelig tandvlees of tandproblemen moeten voor gebruik een tandarts raadplegen. * **Veiligheidsinstructies:** * Dompel het apparaat niet onder in water. * Gebruik alleen water of mondspoelingen die door uw tandarts worden aanbevolen. * Richt de waterstraal niet op de ogen of oren. * Controleer regelmatig het netsnoer en het waterreservoir op beschadigingen. * Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voor het reinigen. * Wijzig of repareer het apparaat niet zelf. Neem contact op met een gekwalificeerde vakman. * **Reiniging en onderhoud:** * Reinig het waterreservoir en de spuitmond regelmatig na elk gebruik. Gebruik een zachte, vochtige doek.

Dit document is automatisch gegenereerd als reactie op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.