

Avertissement de sécurité Typologie : Electrostimulation Voici un avertissement de sécurité multilingue conforme au RSGP pour les appareils d'électrostimulation, rédigé dans les sept langues demandées :

****FRANÇAIS - Avertissement de Sécurité Important - Électrostimulation****

****ATTENTION : **** L'utilisation d'un appareil d'électrostimulation présente des risques potentiels. Veuillez lire attentivement et comprendre les consignes suivantes avant utilisation.

*** **Contre-indications : **** N'utilisez pas cet appareil si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous êtes enceinte, si vous souffrez de troubles cardiaques, d'épilepsie, de troubles de la coagulation sanguine, ou si vous avez des lésions cutanées sur la zone d'application. Consultez un médecin en cas de doute. *** **Placement des électrodes : **** Placez les électrodes uniquement sur une peau propre, sèche et intacte. Ne les placez jamais sur la tête, le cou, le thorax (poitrine), ou directement sur le cœur. *** **Intensité : **** Commencez toujours avec l'intensité la plus faible et augmentez progressivement jusqu'à un niveau confortable. Une sensation de picotement est normale, mais une douleur est inacceptable. Arrêtez immédiatement en cas de douleur. *** **Durée et fréquence : **** Ne dépassez pas la durée et la fréquence d'utilisation recommandées dans le manuel d'utilisation. Une utilisation excessive peut entraîner des irritations cutanées ou des douleurs musculaires. *** **Enfants : **** Gardez cet appareil hors de portée des enfants. *** **Maintenance : **** Nettoyez régulièrement les électrodes après chaque utilisation avec un chiffon humide. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. *** **Effets Indésirables : **** En cas d'irritation cutanée, de rougeurs, de brûlures, ou de toute autre réaction indésirable, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RSGP.

****ENGLISH - Important Safety Warning - Electrical Stimulation****

****WARNING: **** Using an electrical stimulation device carries potential risks. Please read and understand the following instructions carefully before use.

*** **Contraindications: **** Do not use this device if you have a pacemaker, are pregnant, suffer from heart conditions, epilepsy, blood clotting disorders, or have skin lesions on the application area. Consult a doctor if in doubt. *** **Electrode Placement: **** Place the electrodes only on clean, dry, and intact skin. Never place them on the head, neck, chest, or directly over the heart. *** **Intensity: **** Always start with the lowest intensity and gradually increase to a comfortable level. A tingling sensation is normal, but pain is unacceptable. Stop immediately if you experience pain. *** **Duration and Frequency: **** Do not exceed the duration and frequency of use recommended in the user manual. Excessive use may lead to skin irritation or muscle pain. *** **Children: **** Keep this device out of reach of children. *** **Maintenance: **** Clean the electrodes regularly after each use with a damp cloth. Never immerse the device in water. *** **Adverse Effects: **** In case of skin irritation, redness, burns, or any other adverse reaction, discontinue use immediately and consult a doctor.

This document is generated automatically in response to the European product safety regulations and in accordance with the GDPR.

****ESPAÑOL - Advertencia de Seguridad Importante - Electroestimulación****

****ATENCIÓN: **** El uso de un dispositivo de electroestimulación conlleva riesgos potenciales. Lea y comprenda atentamente las siguientes instrucciones antes de usarlo.

*** **Contraindicaciones: **** No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos, está embarazada, sufre de problemas cardíacos, epilepsia, trastornos de la coagulación sanguínea o tiene lesiones cutáneas en la zona de aplicación. Consulte a un médico si tiene dudas. *** **Colocación de los electrodos: **** Coloque los electrodos únicamente sobre la piel limpia, seca e intacta. Nunca los coloque en la cabeza, el cuello, el tórax (pecho) o directamente sobre el corazón. *** **Intensidad: **** Comience siempre con la intensidad más baja y aumente gradualmente hasta un nivel cómodo. Una sensación de hormigueo es normal, pero el dolor es inaceptable. Deténgase inmediatamente si siente dolor. *** **Duración y frecuencia: **** No exceda la duración y la frecuencia de uso recomendadas en el manual del usuario. El uso excesivo puede provocar irritación de la piel o dolor muscular. *** **Niños: **** Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños. *** **Mantenimiento: **** Limpie los electrodos regularmente después de cada uso con un paño húmedo. Nunca

sumerja el dispositivo en agua. * **Efectos adversos:** En caso de irritación de la piel, enrojecimiento, quemaduras o cualquier otra reacción adversa, suspenda el uso inmediatamente y consulte a un médico.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a las regulaciones europeas de seguridad del producto y de acuerdo con el RGPD.

****PORTUGUÊS - Aviso de Segurança Importante - Eletroestimulação****

****ATENÇÃO:**** A utilização de um dispositivo de eletroestimulação acarreta riscos potenciais. Leia e compreenda atentamente as seguintes instruções antes de usar.

* **Contraindicações:** Não utilize este dispositivo se tiver um pacemaker, estiver grávida, sofrer de problemas cardíacos, epilepsia, distúrbios de coagulação sanguínea ou tiver lesões cutâneas na área de aplicação. Consulte um médico em caso de dúvida. * **Colocação dos elétrodos:** Coloque os elétrodos apenas sobre a pele limpa, seca e intacta. Nunca os coloque na cabeça, pescoço, tórax (peito) ou diretamente sobre o coração. * **Intensidade:** Comece sempre com a intensidade mais baixa e aumente gradualmente até um nível confortável. Uma sensação de formigamento é normal, mas a dor é inaceitável. Pare imediatamente se sentir dor. * **Duração e frequência:** Não exceda a duração e a frequência de utilização recomendadas no manual do utilizador. O uso excessivo pode causar irritação da pele ou dores musculares. * **Crianças:** Mantenha este dispositivo fora do alcance das crianças. * **Manutenção:** Limpe os elétrodos regularmente após cada utilização com um pano húmido. Nunca mergulhe o dispositivo em água. * **Efeitos adversos:** Em caso de irritação da pele, vermelhidão, queimaduras ou qualquer outra reação adversa, suspenda o uso imediatamente e consulte um médico.

Este documento é gerado automaticamente em resposta aos regulamentos europeus de segurança do produto e em conformidade com o RGPD.

****DEUTSCH - Wichtiger Sicherheitshinweis - Elektrostimulation****

****ACHTUNG:**** Die Verwendung eines Elektrostimulationsgerätes birgt potenzielle Risiken. Bitte lesen und verstehen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung.

* **Gegenanzeigen:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, schwanger sind, an Herzerkrankungen, Epilepsie, Blutgerinnungsstörungen leiden oder Hautläsionen im Anwendungsbereich haben. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Arzt. * **Elektrodenplatzierung:** Platzieren Sie die Elektroden nur auf sauberer, trockener und intakter Haut. Platzieren Sie sie niemals auf dem Kopf, Hals, Brustkorb oder direkt über dem Herzen. * **Intensität:** Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Intensität und erhöhen Sie diese allmählich bis zu einem angenehmen Niveau. Ein Kribbeln ist normal, Schmerzen sind jedoch inakzeptabel. Stoppen Sie sofort, wenn Sie Schmerzen verspüren. * **Dauer und Häufigkeit:** Überschreiten Sie nicht die im Benutzerhandbuch empfohlene Dauer und Häufigkeit der Anwendung. Übermäßiger Gebrauch kann zu Hautreizungen oder Muskelschmerzen führen. * **Kinder:** Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. * **Wartung:** Reinigen Sie die Elektroden regelmäßig nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. * **Nebenwirkungen:** Bei Hautreizungen, Rötungen, Verbrennungen oder anderen Nebenwirkungen beenden Sie die Anwendung sofort und suchen Sie einen Arzt auf.

Dieses Dokument wird automatisch als Reaktion auf die europäischen Produktsicherheitsbestimmungen und in Übereinstimmung mit der DSGVO generiert.

****ITALIANO - Avviso di Sicurezza Importante - Elettrostimolazione****

****ATTENZIONE:**** L'uso di un dispositivo di elettrostimolazione comporta potenziali rischi. Si prega di leggere e comprendere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso.

* **Controindicazioni:** Non utilizzare questo dispositivo se si ha un pacemaker, si è incinta, si soffre di disturbi cardiaci, epilessia, disturbi della coagulazione del sangue o si hanno lesioni cutanee sulla zona di applicazione. Consultare un medico in caso di dubbi. * **Posizionamento degli elettrodi:** Posizionare gli elettrodi solo su pelle pulita, asciutta e intatta. Non posizionarli mai sulla testa, sul collo, sul torace (petto) o direttamente sopra il cuore. * **Intensità:** Iniziare sempre con l'intensità più bassa e aumentare gradualmente fino a un livello confortevole. Una sensazione di formicolio è normale, ma il dolore è

inaccettabile. Interrompere immediatamente in caso di dolore. * **Durata e frequenza:** Non superare la durata e la frequenza di utilizzo raccomandate nel manuale dell'utente. Un uso eccessivo può causare irritazione della pelle o dolori muscolari. * **Bambini:** Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini. * **Manutenzione:** Pulire regolarmente gli elettrodi dopo ogni utilizzo con un panno umido. Non immergere mai il dispositivo in acqua. * **Effetti indesiderati:** In caso di irritazione della pelle, arrossamento, bruciore o qualsiasi altra reazione avversa, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il GDPR.

****NEDERLANDS - Belangrijke Veiligheidswaarschuwing - Elektrostimulatie****

****WAARSCHUWING:**** Het gebruik van een elektrostimulatieapparaat brengt potentiële risico's met zich mee. Lees en begrijp de volgende instructies zorgvuldig voor gebruik.

* **Contra-indicaties:** Gebruik dit apparaat niet als u een pacemaker heeft, zwanger bent, lijdt aan hartaandoeningen, epilepsie, bloestollingsstoornissen of huidlaesies op het toepassingsgebied heeft. Raadpleeg bij twijfel een arts. * **Plaatsing van elektroden:** Plaats de elektroden alleen op een schone, droge en intacte huid. Plaats ze nooit op het hoofd, de nek, de borst (borstkas) of direct boven het hart. * **Intensiteit:** Begin altijd met de laagste intensiteit en verhoog geleidelijk tot een comfortabel niveau. Een tintelend gevoel is normaal, maar pijn is onacceptabel. Stop onmiddellijk als u pijn ervaart. * **Duur en frequentie:** Overschrijd de duur en frequentie van gebruik die in de gebruikershandleiding worden aanbevolen niet. Overmatig gebruik kan leiden tot huidirritatie of spierpijn. * **Kinderen:** Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen. * **Onderhoud:** Reinig de elektroden regelmatig na elk gebruik met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water. * **Bijwerkingen:** In geval van huidirritatie, roodheid, brandwonden of andere bijwerkingen, stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts.

Dit document is automatisch gegenereerd in reactie op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.